



Catálogo de Armários, Carros Auxiliares e Estantes

Sumário

.....	0
1 – Armário VLFA-55 (AÇO)	2
2 – Armário VLFA-55 (POLICARBONATO)	3
3 – Armário VLFA-65 (AÇO)	4
4 – Armário VLFA-65 (POLICARBONATO)	5
5 – Armário VLFB-MINI55 (AÇO)	6
6 – Armário VLFB-MINI55 (POLICABORNATO).....	7
7 – Base para Monitor	9
8 – Carro Auxiliar	10
9 – Carro de Desinfecção de Endoscópios (CDE)	12
10 – Carro de Emergência.....	13
11 – Estante C-50.....	14
12 – Estante VE-OLY	16
13 - Estante VE-PTX e VE-FUJ.....	17
14 – Estante VE-45 AÇO.....	18

1 – Armário VLFA-55 (AÇO)

Código:

- Estrutura rígida e resistente, chassi tubular.
- Laterais e portas em chapa de aço carbono enrijecidas.
- Portas c/chaves e abertura 270° graus c/trava.
- Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois com freio.
- Prateleiras em chapa de aço dobradas com reforços.
- Furos laterais internos para ajustar a altura das prateleiras.
- Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 200°C.
- Cor branca texturizada.
- Porta frontal em policarbonato fumê (Armário de policarbonato).
- Largura máxima caixa do monitor 550 mm (22")

Dimensões Externas:

Altura: 1.790 mm

Largura: 615 mm

Profundidade: 660 mm

Dimensões Internas:

Largura: 550 mm

Profundidade: 600 mm

Peso: 75 Kg



2 – Armário VLFA-55 (POLICARBONATO)

Código:

- Estrutura rígida e resistente, chassi tubular.
- Laterais e portas em chapa de aço carbono enrijecidas.
- Portas c/chaves e abertura 270° graus c/trava.
- Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois com freio.
- Prateleiras em chapa de aço dobradas com reforços.
- Furos laterais internos para ajustar a altura das prateleiras.
- Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 200°C.
- Cor branca texturizada.
- Porta frontal em policarbonato fumê (Armário de policarbonato).
- Largura máxima caixa do monitor 650 mm (26")

Dimensões Externas:

Altura: 1.790 mm

Largura: 615 mm

Profundidade: 660 mm

Dimensões Internas:

Largura: 550 mm

Profundidade: 600 mm

Peso: 75 Kg



3 – Armário VLFA-65 (AÇO)

Código:

- Estrutura rígida e resistente, chassi tubular.
- Laterais e portas em chapa de aço carbono enrijecidas.
- Portas c/chaves e abertura 270° graus c/trava.
- Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois com freio.
- Prateleiras em chapa de aço dobradas com reforços.
- Furos laterais internos para ajustar a altura das prateleiras.
- Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 200°C.
- Cor branca texturizada.
- Porta frontal em policarbonato fumê (Armário de policarbonato).
- Largura máxima caixa do monitor 550 mm (22")

Dimensões Externas:

Altura: 1.790 mm

Largura: 710 mm

Profundidade: 710 mm

Dimensões Internas:

Largura: 650 mm

Profundidade: 650 mm

Peso: 75 Kg



4 – Armário VLFA-65 (POLICARBONATO)

Código:

- Estrutura rígida e resistente, chassi tubular.
- Laterais e portas em chapa de aço carbono enrijecidas.
- Portas c/chaves e abertura 270° graus c/trava.
- Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois com freio.
- Prateleiras em chapa de aço dobradas com reforços.
- Furos laterais internos para ajustar a altura das prateleiras.
- Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 200°C.
- Cor branca texturizada.
- Porta frontal em policarbonato fumê (Armário de policarbonato).
- Largura máxima caixa do monitor 650 mm (26")

Dimensões Externas:

Altura: 1.790 mm

Largura: 710 mm

Profundidade: 710 mm

Dimensões Internas:

Largura: 650 mm

Profundidade: 650 mm

Peso: 75 Kg



5 – Armário VLFB-MINI55 (AÇO)

Código:

- Estrutura rígida e resistente, chassi tubular.
- Laterais e portas em chapa de aço carbono enrijecidas.
- Portas c/chaves e abertura 270° graus c/trava.
- Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois com freio.
- Prateleiras em chapa de aço dobradas com reforços.
- Furos laterais internos para ajustar a altura das prateleiras.
- Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 200°C.
- Cor branca texturizada.
- Porta frontal em policarbonato fumê (Armário de policarbonato).

Dimensões Externas:

Altura: 1.270 mm

Largura: 615 mm

Profundidade: 660 mm

Dimensões Internas:

Largura: 550 mm

Profundidade: 600 mm

Peso: 65 Kg



6 – Armário VLFB-MINI55 (POLICABORNATO)

Código:

- Estrutura rígida e resistente, chassi tubular.
- Laterais e portas em chapa de aço carbono enrijecidas.
- Portas c/chaves e abertura 270° graus c/trava.
- Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois com freio.
- Prateleiras em chapa de aço dobradas com reforços.
- Furos laterais internos para ajustar a altura das prateleiras.
- Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 200°C.
- Cor branca texturizada.
- Porta frontal em policarbonato fumê (Armário de policarbonato).

Dimensões Externas:

Altura: 1.270 mm

Largura: 615 mm

Profundidade: 660 mm

Dimensões Internas:

Largura: 550 mm

Profundidade: 600 mm

Peso: 65 Kg



Acessórios Opcionais para Armários

Gaveta para objetos
Prateleira avulsa – 552 mm x 510 mm
Prateleira avulsa – 552 mm x 401 mm
Prateleira para teclado avulsa
Kit para Endoscopia 550/560 Suporte para Endoscópio Prateleira para Teclado
Kit para Monitor LCD 560 Braço Articulado Prateleira Base LCD
Suporte para Cilindro CO2
Régua com 4 tomadas tripolares
Extensão elétrica cabo de 4 metros
Jogo de Rodízios Padrão – com rolamentos
Jogo de Rodízios FUTURA - com rolamentos

7 – Base para Monitor

Código:

- Estrutura rígida e resistente, confeccionado em chapa de aço carbono enrijecidas.
- Sistema de fixação do monitor padrão VESA 100x100mm.
- Comporta monitores de até 26" LCD.
- Cabeça do suporte articulável.
- Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 200°C.
- Cor branca texturizada.
- Peso: 04 Kg.



8 – Carro Auxiliar

Código:

- Urodinâmica
- Bisturi Elétrico / Eletrônico
- Anestesia
- Rack Auxiliar
- Monitores Cardíacos
- Informática
- Estrutura rígida e resistente confeccionada em tubos e chapas de aço carbono.
- 02 Prateleiras ajustáveis em aço carbono.
- 01 Prateleira deslizante para teclado em aço carbono com corrediças telescópicas para precisão e suavidade no manuseio.
- 01 prateleira fixa na base estrutural.
- Quatro Rodízios linha hospitalar 100 mm dois com freio.
- Pintura eletrostáticas a pó, polimerizada em estufa a 200°C.
- Cor branca texturizada.

Dimensões:

Altura: 980 mm

Largura: 555 mm

Profundidade: 525 mm

Peso: 30 kg



Acessórios Opcionais

Suporte para soro
Réguas com 4 tomadas tripolares
Extensão elétrica cabo de 4 metros
Jogo de Rodízios Padrão – com rolamentos
Jogo de Rodízios STYLUS - sem rolamentos
Jogo de Rodízios FUTURA - com rolamentos

9 – Carro de Desinfecção de Endoscópios (CDE)

Código:

- Estrutura rígida e resistente, confeccionada em tubos e chapas de aço carbono.
- Duas (2) bacias em Poliestireno para acondicionar endoscópios, com sistema de drenagem e uma bacia com corrediça; — Uma (1) Prateleira em chapa de aço carbono perfurada, para acomodação de materiais;
- Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois com freio.
- Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 200°C;
- Cor branca texturizada.

Dimensões:

Altura: 995 mm

Largura: 695 mm

Profundidade: 490 mm

Peso: 25 Kg



Acessórios Opcionais

Bacia de Desinfecção avulsa
Jogo de Rodízios Padrão – com rolamentos
Jogo de Rodízios STYLUS - sem rolamentos
Jogo de Rodízios FUTURA - com rolamentos

10 – Carro de Emergência

Código:

- Estrutura rígida e resistente, confeccionada em tubos e chapas de aço carbono.
- Tampo e capa protetora inferior em PS poliestireno termo formado.
- Seis (6) gavetas para medicamentos com corrediças telescópicas e puxadores embutidos, sendo as três (3) primeiras com divisórias em policarbonato para acondicionar medicamentos.
- Sistema de fechamento Single Lock com lacre.
- Quatro rodízios linha hospitalar, 100 mm, dois destes com freio.
- Pintura eletrostáticas a pó, polimerizada em estufa a 200°C;
- Cor branca texturizada.

Dimensões Externas:

Altura: 1.000 mm

Largura: 620 mm

Profundidade: 495 mm

Peso: 65Kg



Acessórios Opcionais

Tabua de Massagem Cardíaca
Suporte para Cilindro de CO2
Suporte e Bandeja para Desfibrilador
Suporte para soro com ajuste de altura
Régua com 4 tomadas tripolares
Extensão elétrica cabo de 4 metros
Jogo de Rodízios Padrão – com rolamentos
Jogo de Rodízios FUTURA - com rolamentos

11 – Estante C-50

Código:

- Estrutura rígida e resistente em aço tubular.
- Confeccionado em tubos e chapas de aço carbono.
- Prateleiras em chapa de aço dobradas com reforços.
- 03 Prateleiras fixadas na coluna através de uma braçadeira, com dois parafusos, permitindo ajuste de altura milimetricamente.
- Prateleira superior giratória.
- Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois com freio.
- Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 200°C.
- Cor branca texturizada.

Dimensões:

Altura: 1.300 mm

Largura: 500 mm

Profundidade: 450 mm

Prateleiras ajustáveis: 500x450 mm

Peso: 28 Kg



Acessórios Opcionais

Prateleira avulsa
Suporte para Soro + Braço de Sustentação
Kit para Endoscopia Braço de Sustentação Suporte para Endoscópio
Réguas com 4 tomadas tripolares
Extensão elétrica cabo de 4 metros
Jogo de Rodízios Padrão – com rolamentos
Jogo de Rodízios STYLUS - sem rolamentos
Jogo de Rodízios FUTURA - com rolamentos

12 – Estante VE-OLY

Código:

- Ideal para as primeiras processadoras da marca Olympus.
- Estrutura rígida e resistente em aço tubular.
- Quatro lados abertos.
- Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois com freio.
- Prateleiras em chapa de aço dobradas com reforços.
- Furos laterais internos para ajustar a altura das prateleiras.
- Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 200°C.
- Cor branca texturizada.

Dimensões Externas:

Altura: 1.245 mm

Largura: 610 mm

Profundidade: 600 mm

Dimensões Internas:

Largura: 550 mm

Profundidade: 600 mm

Peso: 35 Kg



13 - Estante VE-PTX e VE-FUJ

Código:

- Ideal para as primeiras processadoras da marca Olympus.
- Estrutura rígida e resistente em aço tubular.
- Quatro lados abertos.
- Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois com freio.
- Prateleiras em chapa de aço dobradas com reforços.
- Furos laterais internos para ajustar a altura das prateleiras.
- Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 200°C.
- Cor branca texturizada.

Dimensões Externas:

Altura: 1.245 mm

Largura: 610 mm

Profundidade: 600 mm

Dimensões Internas:

Largura: 550 mm

Profundidade: 600 mm

Peso: 35 Kg



14 – Estante VE-45 AÇO

Código:

- Estrutura rígida e resistente em aço tubular.
- Confeccionado em tubos e chapas de aço carbono.
- Laterais e fundos fechados com chapas (encaixados).
- Braço articulado para monitores LCD, padrão VESA.
- Prateleira para teclado com corrediça telescópica.
- Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois com freio.
- Prateleiras em chapa de aço dobradas com reforços.
- Furos laterais internos para ajustar a altura das prateleiras.
- Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 200°C.
- Cor branca texturizada.

Dimensões Externas:

Altura: 1.300 mm

Largura: 560 mm

Profundidade: 530 mm

Dimensões Internas:

Largura: 500 mm

Profundidade: 530 mm

Peso: 35 Kg



Acessórios Opcionais para Estantes

Prateleira Avulsa
Prateleira Teclado Avulsa
Suporte para Endoscópio
Braço Articulado para Monitor LCD
Réguas com 4 tomadas tripolares
Extensão elétrica cabo de 4 metros
Jogo de Rodízios Padrão – com rolamentos
Jogo de Rodízios STYLUS - sem rolamentos
Jogo de Rodízios FUTURA - com rolamentos