








Catálogo de Acessórios e Opcionais que compõem a versão Standard dos Endoscópios Ziontech

Imagem	Cód. SKU	Item	Quantidade Inclusas	ZT-4440	ZT-4260C 5260C 5860C	ZT-2860	Explicação para o USO
		Chave Philips	1 peça	✓			
		Adptador ETT (Black)	1 peça	✓			Usado para auxiliar na intubação de endoscópio rígido
		Blade Guia	5 peças		✓	✓	Para auxiliar na intubação do Endoscópio e no cuidado com o paciente.
		Adaptador ETT (Branco)	5 peças		✓	✓	Para auxiliar no procedimento de intubação do Endoscópio flexível não torcendo o tubo próximo do cone.
		Capa ETO	1 peça		✓	✓	Para utilizar no transporte aéreo e durante a esterilização a gás.

	Tampa de vedação da conexão do monitor	1 peça	✓	✓	✓	Para proteger a parte de metal da conexão do monitor LCD contra danos, corrosão, desinfecção e transporte.
	Cabo USB	1 peça		✓	✓	Para transferir os arquivos armazenados no endoscópio.
	Carregador de Bateria	1 peça		✓	✓	Carregador de Bateria.
	Pilha recarregável modelo 18650	2 peças		✓	✓	
	Válvula de Sucção	1 peça		✓		Válvula de sucção reutilizável para aspirar e remover qualquer líquido e detrito que bloqueia a visão do endoscópio.
	Borracha de Vedação do Canal de Biópsia (Para ZT-4260)	1 peça		✓		Borracha de vedação reutilizável, de fácil instalação no canal de biópsia para auxiliar na

							estabilidade durante o trabalho de aspiração no canal de biópsia.
	Borracha de Vedação do Canal de Biópsia (Para ZT-5260 e ZT-5860)	1 peça		✓			Borracha de vedação reutilizável, de fácil instalação no canal de biópsia para auxiliar na estabilidade durante o trabalho de aspiração no canal de biópsia
	Adaptador de Limpeza de Canal de Trabalho	1 peça		✓			Adaptador reutilizável para conectar o endoscópio em uma máquina de lavagem ou desinfecção.
	Escova de Limpeza	1 peça		✓			Escova de Limpeza reutilizável para limpeza interna do canal de trabalho.
	Teste de Leakage	1 peça		✓	✓		Usado para aferir a pressão interna do equipamento em caso de vazamento.
N/A	Cabo de vídeo de 3.5mm	1 peça	✓	✓	✓		Usado para conectar o endoscópio a um monitor maior.

		Cabo extensor	1 und.	✓	✓	✓	Usado para conectar o Endoscópio a um monitor específico, estendendo a distância para situações especiais.
		White Cap	1 und.	✓	✓	✓	Usado para realizar White Balance