

2016




# Catálogo de Pinças Autoclaváveis Ziontech


## Sumário

.....	0
1 – Pinça de Biópsia tipo Oval (Mínimo Dano ao Tecido) .....	2
2 – Pinça de Biópsia tipo Oval.....	2
3 – Pinça de Biópsia tipo Oval com Espícula.....	3
4 – Pinça de Biópsia do tipo Oval para Corte de Pólipo .....	3
5 – Pinça de Biópsia tipo Boca de Jacaré .....	4
6 – Pinça de Biópsia de Único Movimento tipo Boca de Jacaré.....	4
7 – Agulha de Injeção para Esclerose .....	5
8 – Pinça com Alça de Polipectomia de Corte de Formato Circular.....	6
9 – Pinça com Alça de Polipectomia de Corte de Formato Hexagonal.....	6
10 – Pinça com Alça de Polipectomia de Corte de Formato Meia Lua.....	7
11 – Pinças Giratórias Fenestradas .....	7


## 1 – Pinça de Biópsia tipo Oval (Mínimo Dano ao Tecido)

		<p>Pinça de biópsia do tipo oval fenestrada autoclavável para mínimo dano ao tecido. Temperatura de Autoclave: 134°C</p>	
Código	Especificações	DCB	US\$
ZT -1810BS	Φ1.8×1000 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -1815BS	Φ1.8×1500 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -1825BS	Φ1.8×2500 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -2415BS	Φ2.4×1500 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2417BS	Φ2.4×1700 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2421BS	Φ2.4×2100 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2423BS	Φ2.4×2300 (mm)	Φ2.8 (mm)	

## 2 – Pinça de Biópsia tipo Oval

		<p>Pinça de biópsia do tipo oval fenestrada para biópsia profunda autoclavável. Temperatura de Autoclave: 134°C</p>	
Código	Especificações	DCB	US\$
ZT -1810BT	Φ1.8×1000 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -1815BT	Φ1.8×1500 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -1825BT	Φ1.8×2500 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -2415BT	Φ2.4×1500 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2417BT	Φ2.4×1700 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2421BT	Φ2.4×2100 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2423BT	Φ2.4×2300 (mm)	Φ2.8 (mm)	


### 3 – Pinça de Biópsia tipo Oval com Espícula

		Pinça de biópsia do tipo oval com espícula autoclavável. Temperatura de Autoclave: 134°C	
Código	Especificações	DCB	US\$
ZT-1810BW	Φ1.8×1000 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -1815BW	Φ1.8×1500 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -1825BW	Φ1.8×2500 (mm)	Φ2.2 (mm)	
ZT -2415BW	Φ2.4×1500 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2417BW	Φ2.4×1700 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2421BW	Φ2.4×2100 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2423BW	Φ2.4×2300 (mm)	Φ2.8 (mm)	


### 4 – Pinça de Biópsia do tipo Oval para Corte de Pólipo

		Pinça de biópsia do tipo oval para corte de pequenos pólipos e coagulação de pequenos vasos autoclavável. Temperatura de Autoclave: 134°C	
Código	Especificações	DCB	US\$
ZT -1810DG	Φ1.8×1000 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -1812DG	Φ1.8×1200 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -1815DG	Φ1.8×1500 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -2416DG	Φ2.4×1600 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2418DG	Φ2.4×1800 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2421DG	Φ2.4×2100 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2423DG	Φ2.4×2300 (mm)	Φ2.8 (mm)	

## 5 – Pinça de Biópsia tipo Boca de Jacaré


		Pinça de biópsia do tipo boca de jacaré standard para coleta de tecido em tumor autoclavável. Temperatura de Autoclave: 134°C	
Código	Especificações	DCB	US\$
ZT -D1807GL015R	Φ1.8×700 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -D1810GL020R	Φ1.8×1000 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -D1819GL020R	Φ1.8×1900 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT – D2415GL030R	Φ2.4×1500 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT – D2419GL020R	Φ2.4×1900 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT – D2423GL030R	Φ2.4×2300 (mm)	Φ2.8 (mm)	

## 6 – Pinça de Biópsia de Único Movimento tipo Boca de Jacaré

		Pinça de biópsia de único movimento do tipo boca de jacaré autoclavável. Temperatura de Autoclave: 134°C	
Código	Especificações	DCB	US\$
ZT -1810BV	Φ1.8×1000 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -1815BV	Φ1.8×1500 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -1825BV	Φ1.8×2500 (mm)	Φ2.2 (mm)	
ZT -2415BV	Φ2.4×1500 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2417BV	Φ2.4×1700 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2421BV	Φ2.4×2100 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2423BV	Φ2.4×2300 (mm)	Φ2.8 (mm)	


## 7 – Agulha de Injeção para Esclerose

		<p>Agulha de injeção para esclerose em aço inoxidável autoclavável. Temperatura de Autoclave: 134°C</p>			
Código	Diâmetro do tubo e comprimento de trabalho	Diâmetro da Agulha	Comprimento da Agulha	DCB	US\$
ZT - 1816PM2304	Φ1.8 × 1650 (mm)	23G	4 mm	Φ2.0 (mm)	
ZT - 1816PM2306	Φ1.8 × 1650 (mm)	23G	6 mm	Φ2.0 (mm)	
ZT - 2416PM2104	Φ2.4 × 1650 (mm)	21G	4 mm	Φ2.8 (mm)	
ZT - 2416PM2106	Φ2.4 × 1650 (mm)	21G	6 mm	Φ2.8 (mm)	
ZT - 2416PM2306	Φ2.4 × 1650 (mm)	23G	6 mm	Φ2.8 (mm)	
ZT - 2423PM2104	Φ2.4 × 2300 (mm)	21G	4 mm	Φ2.8 (mm)	
ZT - 2423PM2106	Φ2.4 × 2300 (mm)	21G	6 mm	Φ2.8 (mm)	
ZT - 2423PM2304	Φ2.4 × 2300 (mm)	23G	4 mm	Φ2.8 (mm)	
ZT - 2423PM2306	Φ2.4 × 2300 (mm)	23G	6 mm	Φ2.8 (mm)	


		<p>Corte do tecido com bisturi em corrente de alta frequência em aço inoxidável com proteção em teflon altoclavável. Temperatura de Autoclave: 134°C Comprimento da Agulha: 4mm – 8mm</p>	
Código	Especificações	DCB	US\$
ZT -1810DZ	Φ1.8×1000 (mm)	Φ2.0 (mm)	

ZT -1812DZ	Φ1.8×1200 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -1815DZ	Φ1.8×1500 (mm)	Φ2.0 (mm)	
ZT -2416DZ	Φ2.4×1600 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2418DZ	Φ2.4×1800 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2421DZ	Φ2.4×2100 (mm)	Φ2.8 (mm)	
ZT -2423DZ	Φ2.4×2300 (mm)	Φ2.8 (mm)	

## 8 – Pinça com Alça de Polipectomia de Corte de Formato Circular

	<p>Pinça com alça de polipectomia de corte de formato circular em corrente de alta frequência. Temperatura de Autoclave: 134°C</p>			
<b>Código</b>	<b>Especificações</b>	<b>DCB</b>	<b>Diâmetro Alça</b>	<b>US\$</b>
ZT -1810DT20	Φ1.8×1000 (mm)	Φ2.0 (mm)	20mm	
ZT -1810DT10	Φ1.8×1000 (mm)	Φ2.0 (mm)	10mm	
ZT -1816DT20	Φ1.8×1600 (mm)	Φ2.0 (mm)	20mm	
ZT -1816DT10	Φ1.8×1600 (mm)	Φ2.0 (mm)	10mm	
ZT -2416DT30	Φ2.4×1600 (mm)	Φ2.8 (mm)	30mm	
ZT -2416DT20	Φ2.4×1600 (mm)	Φ2.8 (mm)	20mm	
ZT -2423DT30	Φ2.4×2300 (mm)	Φ2.8 (mm)	30mm	
ZT -2423DT20	Φ2.4×2300 (mm)	Φ2.8 (mm)	20mm	

## 9 – Pinça com Alça de Polipectomia de Corte de Formato Hexagonal

	<p>Pinça com alça de polipectomia de corte de formato hexagonal em corrente de alta frequência. Temperatura de Autoclave: 134°C</p>			
---	---	--	--	--

Código	Especificações	DCB	Diâmetro Alça	US\$
ZT -1810DL20	Φ1.8×1000 (mm)	Φ2.0 (mm)	20mm	
ZT -1810DL10	Φ1.8×1000 (mm)	Φ2.0 (mm)	10mm	
ZT -1816DL20	Φ1.8×1600 (mm)	Φ2.0 (mm)	20mm	
ZT -1816DL10	Φ1.8×1600 (mm)	Φ2.0 (mm)	10mm	
ZT -2416DL30	Φ2.4×1600 (mm)	Φ2.8 (mm)	30mm	
ZT -2416DL20	Φ2.4×1600 (mm)	Φ2.8 (mm)	20mm	
ZT -2423DL30	Φ2.4×2300 (mm)	Φ2.8 (mm)	30mm	
ZT -2423DL20	Φ2.4×2300 (mm)	Φ2.8 (mm)	20mm	

## 10 – Pinça com Alça de Polipectomia de Corte de Formato Meia Lua


		<p>Pinça Alça de polipectomia de corte de formato Meia Lua em corrente de alta frequência. Temperatura de Autoclave: 134°C</p>		
Código	Especificações	DCB	Diâmetro Alça	US\$
ZT -1810DB20	Φ1.8×1000 (mm)	Φ2.0 (mm)	20mm	
ZT -1810DB10	Φ1.8×1000 (mm)	Φ2.0 (mm)	10mm	
ZT -1816DB20	Φ1.8×1600 (mm)	Φ2.0 (mm)	20mm	
ZT -1816DB10	Φ1.8×1600 (mm)	Φ2.0 (mm)	10mm	
ZT -2416DB30	Φ2.4×1600 (mm)	Φ2.8 (mm)	30mm	
ZT -2416DB20	Φ2.4×1600 (mm)	Φ2.8 (mm)	20mm	
ZT -2423DB30	Φ2.4×2300 (mm)	Φ2.8 (mm)	30mm	
ZT -2423DB20	Φ2.4×2300 (mm)	Φ2.8 (mm)	20mm	

## 11 – Pinças Giratórias Fenestradas




Pinças de Biópsias e Cestas fenestradas com o corpo giratório para troca da ponta.

<b>Oval para Mínimo Dano</b>	<b>Oval</b>	<b>Oval com Espícula</b>
------------------------------	-------------	--------------------------



		
<b>Código</b>	<b>Código</b>	<b>Código</b>
ZT -1815BSR	ZT -1815BTR	ZT -1815BWR
ZT -2415BSR	ZT -2415BTR	ZT -2415BWR
ZT -2421BSR	ZT -2421BTR	ZT -2421BWR
ZT -1810BSR	ZT -1810BTR	ZT -1810BWR

Dente de Rato	Dente de Rato / Jacaré	Pelicano
		
<b>Código</b>	<b>Código</b>	<b>Código</b>
ZT -1815GIR	ZT -1815GJR	ZT -1815GKR
ZT -2415GIR	ZT -2415GJR	ZT -2415GKR
ZT -2421GIR	ZT -2421GJR	ZT -2421GKR
ZT -1810GIR	ZT -1810GJR	ZT -1810GKR

Cesta	Cesta Espiral	Alça Circular
		
<b>Código</b>	<b>Código</b>	<b>Código</b>
ZT -1807GR015	ZT -1807GR215	ZT -1810DT20R
ZT -1819GR020	ZT -1819GR220	ZT -2416DT30R
ZT -2415GR030	ZT -2415GR230	ZT -2423DT30R
ZT -2423GR035	ZT -2423GR235	ZT -2423DT20R