

## Catálogo de Endoscópios Flexíveis da Ziontech

Modelos / Cód. SKU	Vídeo Endoscópio Flexível			
	ZT-4260C	ZT-5260C	ZT-5860C	ZT-2860
Diâmetro do Tubo de Inserção (OD)	4.2mm	5.2mm	5.8mm	2.8mm
Diâmetro do Canal de Trabalho (ID)	1.2mm	2.2mm	2.6mm	/
Tamanho de Trabalho	600mm	600mm	600mm	600mm
Campo de Visão	90°	90°	90°	90°
Direção de Visão	Forward Viewing	Forward Viewing	Forward Viewing	Forward Viewing
Campo de Profundidade	3-50mm	3-50mm	3-50mm	3-50mm
Alcance da Angulação	U130° / D130°	U130° / D130°	U130° / D130°	U180° / D130°
Grau de Resistência a prova de água	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Resolução	400*400	400*400	400*400	400*400
Visor LCD	4.3" color TFT LCD touch screen	4.3" color TFT LCD touch screen	4.3" color TFT LCD touch screen	4.3" color TFT LCD touch screen
Bateria	Bateria Recarregável de Lithium	Bateria Recarregável de Lithium	Bateria Recarregável de Lithium	Bateria Recarregável de Lithium
Tempo Contínuo de Operação (Autonomia)	> 4 hours	> 4 hours	> 4 hours	> 4 hours
Fotos e Gravação	S	S	S	S
Video Output (Conexão para monitor maior)	S	S	S	S
Injeção	S	S	S	/
Biópsia	/	S	S	/