


Leichtgewicht Trokarhülsen

Lightweight trocar sheaths




- Leichtgewichtig durch Kunststoff-Grundkörper
- ergonomisches Design
- leichte Handhabung
- wiederverwendbare Silikondichtung
- zerlegbar
- einfachste Reinigung
- komplett autoklavierbar
- wiederverwendbare Sicherheitstrokare
- alle Durchmesser verfügbar

- *lightweight plastic body*
- *ergonomic design*
- *easy handling*
- *reusable silicone valve*
- *completely dismantable for easy cleaning*
- *fully autoclavable*
- *reusable safety trocars*
- *all diameters available*



Ø 5,5 mm	tk 704-552	tk 704-553	tk 704-559
Ø 11,0 mm	tk 704-554	tk 704-555	tk 704-560
	Trocarhülse, allein <i>Trocar sheath, only</i>	komplett mit Trokar (Dreikant) <i>complete with trocar (pyramidal)</i>	komplett mit Trokar (Kegelform) <i>complete with trocar (conical tip)</i>



Ø 5,5 mm	x=160 mm	tk 704-060	tk 704-065
Ø 11,0 mm	x=171 mm	tk 704-061	tk 704-067
	Nutzlänge <i>Working length</i>	Schutz Trokare, schräg (demontierbar) <i>Safety trocars, oblique (detachable)</i>	Schutz Trokare, Dreikant (demontierbar) <i>Safety trocars, pyramidal (detachable)</i>



Ø 5,5 mm	tk 704-0020
Ø 11,0 mm	tk 704-0021

Ersatz-Silikonventil für Kunststofftrokare, Pack à 5 Stück
Spare silicone valve for plastic trocar sheaths, box of 5 pieces